

گیج ۲۰ - ۵ سانتی متر
20 Ga - 5 cm

مجموعه کاتتر شریانی
Arterial Catheter Set

CELINE
SABAY-E-HASTI
MODERN MEDICAL
EQUIPMENT
Reg. No. 52288 Ltd.



سلین

مدرن ابزار پزشکی
صباي هستي
سپاهي خاص - شماره ثبت: ۵۲۲۸۸

(Ru) КОМПЛЕКТ АРТЕРИАЛЬНОГО КАТЕТЕРА (Tr) Arteriyel Kateterizasyon Seti (Ar) مجموعه قسطره الشرايين

(En) Arterial Catheter Set

This set includes the following items:

- 1: Indwelling Catheter: 20 Ga. x 5 cm Radiopaque Polyurethane
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: 0.021" (0.53 mm) dia. x 13-3/4" (35 cm) (Straight Soft Tip on Both Ends)
- 1: Introducer Needle: 20 Ga. x 1-1/2" (4 cm) XTW

Precautions:

- This product is disposable.
- This product has been sterilized with ethylene oxide gas.
- This product cannot be re-sterilized.
- Keep away from moisture and light.
- Latex was not used in the manufacturing of this product.
- Do not use the product if you see any tears in the packaging.
- Do not use the product if you see any visible damage to the product.
- This product must only be used under the supervision of a physician.

**SABAY-E-HASTI MODERN
MEDICAL EQUIPMENT**

 A3 Hall, Fars Science and Technology
Park, Arian Minicity, Dr. Hesabi Blvd.,
Shiraz, Iran, Postal Code: 87811-71976
Tel: +98 71 36236822
Mobile: 98 910 808 2824

(Fa) مجموعه کاتتر شریانی

- این مجموعه شامل موارد زیر است:
- ۱: کاتتر شریانی رادیوپاک پلی یورتان
گیج ۲۰ طول ۵ سانتیمتر
 - ۱: کایدوایر دو سر صاف با قطر ۰/۵۳
میلی متر و طول ۳۵ سانتیمتر
 - ۱: نیادل با گیج ۲۰ طول ۴ سانتیمتر

احتیاط ها:

- این محصول یکبار مصرف است.
- این محصول قابل استریل مجدد نیست.
- این محصول با گاز اتیلن اکساید استریل شده است.
- دور از رطوبت و نور نگهداری شود.
- در ساخت این محصول از لاتکس استفاده نشده است.
- در صورت مشاهده هرگونه پارگی در بسته بندی
از استفاده آن خودداری کنید.
- در صورت مشاهده هرگونه آسیب ظاهری در
محصول از استفاده از آن خودداری کنید.
- این دستگاه فقط با نظر پزشک قابل استفاده
است.

شرکت مدرن ابزار پزشکی صباي هستي
 شیراز، بلوار دکتر حسایی، شهرک آراین،
خیابان فن آوری، پارک علم و فناوری، سالن ۸۳،

کدپستی: ۷۱۹۷۶-۸۷۸۱۱

تلفکس: ۶۸۲۲ ۳۶۲۳ (۷۱) +۹۸

موبایل: ۸۰۸ ۲۸۲۴ ۹۱۰ +۹۸

(Ru) Комплект артериального катетера

Данный комплект включает в себя следующее:

- 1 катетер из рентгеноконтрастного полимера размером 20 длиной 5 см,
- 1 проводник с двумя прямыми концами длиной 35 см и диаметром 0,53 мм,
- 1 медицинская игла размером 20 длиной 4 см.

Предостережения:

- Этот продукт одноразовый.
- Данный продукт не подлежит повторной стерилизации.
- Этот продукт стерилизован газом -бразным этиленоксидом.
- Хранить в защищенном от влаги и света месте.
- При производстве этого продукта не использован латекс.
- При обнаружении любых разрывов в упаковке не использовать комплект.
- При обнаружении любых видимых наружных повреждений не использовать продукт.
- Данный продукт можно использовать только с разрешения врача.

Компания по производству современных медицинских инструментов «САБАЙ-Е-ХАСТИ»

■ ИРАН Фарс область,
Шираз, городок Ариян, улица
Ариян, ул. Фанавари,
научно-технологический парк Фарс,
зал А3, телефакс: + 98 (71) 36236822

(Tr) Arteriyel kateter seti

Bu koleksiyon şunları içerir:

- Radyo opak formda 5 cm uzunluğunda 1 boy 20 kateter
- 35 cm uzunluğunda ve 0,53 mm çapında iki düz uçlu 1 kılavuz tel
- 4 cm uzunluğunda 1 numara 20 iğne

Uyarılar:

- Bu ürün tek kullanımlık
- Bu ürün yeniden sterilize edilemez
- Bu ürün etilen oksit gazı ile sterilize edilmiştir.
- Nem ve ışıktan uzak tutun.
- Bu ürünün üretiminde lateks kullanılmamaktadır.
- Pakette herhangi bir yırtık görürseniz kullanmayınız.
- Görünür bir hasar görürseniz ürünü kullanmayın
- Bu cihaz sadece doktor görüşü ile kullanılabilir

Saba Hasti Modern Tıbbi Cihaz Şirketi

■ Fars, Şiraz, Arian kasabası, Arian St.,
Technik Caddesi, Fars Bilim ve Teknoloji
Parkı, Sole A3
Telefaks: +98 (71) 36236822

CELINE

SABAY-E-HASTI
MODERN MEDICAL
EQUIPMENT
Reg. No. 52288 Ltd.



سليين

مدون ابزار پزشکی
صنای هستی
تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۵۲۲۸۸

- تم تعقيم هذا المنتج بغاز أوكسيد الإيثيلين.
- يحفظ بعيدا عن الرطوبة والضوء.
- لم يتم استخدام اللاتكس في تصنيع هذا المنتج.
- إذا شاهدت أي تمزق في العبوة، فلا تستخدمه.
- إذا شاهدت أي تلف واضح في المنتج، فلا تستخدمه.
- لا يمكن استخدام هذا الجهاز إلا بعد استشارة الطبيب.

شركة مبای هستی للأدوات الطبية الجديدة

■ محافظة فارس، مدينة شیراز، حي آرين، شارع آرين،
شارع فن آوري، حديقة العلم والتقنية، الصومعة A3
الفاكس: +98 (71) 36236822

(Ar) مجموعة قسطرة الشرايين

تتضمن هذه المجموعة ما يلي:

- قسطرة مقاس ٢٠ بطول ٨ سم بشكل معتم
- إشعاعي.
- سلك توجيه بطرفين مستقيمين بطول ٣٥
- سم و قطر ٥/٣٠ ملم
- إبرة في مقاس ٢٠ بطول ٤ سم

إذئذ:

- هذا المنتج ذات استخدام لمرة واحدة.
- لا يمكن إعادة تعقيم هذا المنتج.