

گیج ۲۰ - ۸ سانتی متر  
20 Ga - 8 cm

مجموعه کاتتر شریانی  
Arterial Catheter Set

**CELINE**  
SABAY-E-HASTI  
MODERN MEDICAL  
EQUIPMENT  
Reg. No. 52288 Ltd.



**سلین**

مدرن ابزار پزشکی  
صباي هستي  
سپاهي خاص - شماره ثبت: ۵۲۲۸۸

(Ru) КОМПЛЕКТ АРТЕРИАЛЬНОГО КАТЕТЕРА (Tr) Arteriyel Kateterizasyon Seti (Ar) مجموعه قسطره الشرايين

(En) Arterial Catheter Set

This set includes the following items:

- 1: Indwelling Catheter: 20 Ga. x 8 cm Radiopaque Polyurethane
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: 0.021" (0.53 mm) dia. x 13-3/4" (35 cm) (Straight Soft Tip on Both Ends)
- 1: Introducer Needle: 20 Ga. x 1-1/2" (4 cm) XTW

Precautions:

- This product is disposable.
- This product has been sterilized with ethylene oxide gas.
- This product cannot be re-sterilized.
- Keep away from moisture and light.
- Latex was not used in the manufacturing of this product.
- Do not use the product if you see any tears in the packaging.
- Do not use the product if you see any visible damage to the product.
- This product must only be used under the supervision of a physician.

**SABAY-E-HASTI MODERN  
MEDICAL EQUIPMENT**

 A3 Hall, Fars Science and Technology Park, Arian Minicity, Dr. Hesabi Blvd., Shiraz, Iran, Postal Code: 87811-71976  
Tel: +98 71 36236822  
Mobile: 98 910 808 2824

(Fa) مجموعه کاتتر شریانی

- این مجموعه شامل موارد زیر است:
- ۱: کاتتر شریانی رادیوپاک پلی یورتان گیج ۲۰ طول ۸ سانتیمتر
  - ۱: کایدوایر دو سر صاف با قطر ۰/۵۳ میلی متر و طول ۳۵ سانتیمتر
  - ۱: نیادل با گیج ۲۰ طول ۴ سانتیمتر

احتیاط ها:

- این محصول یکبار مصرف است.
- این محصول قابل استریل مجدد نیست.
- این محصول با گاز اتیلن اکساید استریل شده است.
- دور از رطوبت و نور نگهداری شود.
- در ساخت این محصول از لاتکس استفاده نشده است.
- در صورت مشاهده هرگونه پارگی در بسته بندی از استفاده آن خودداری کنید.
- در صورت مشاهده هرگونه آسیب ظاهری در محصول از استفاده از آن خودداری کنید.
- این دستگاه فقط با نظر پزشک قابل استفاده است.

شرکت مدرن ابزار پزشکی صباي هستي  
 شیراز، بلوار دکتر حسابی، شهرک آراین،  
خیابان فن آوری، پارک علم و فناوری، سالن ۳،

کدپستی: ۷۱۹۷۶-۸۷۸۱۱

تلفکس: ۶۸۲۲ ۳۶۲۳ (۷۱) +۹۸

موبایل: ۸۰۸ ۲۸۲۴ ۹۱۰ +۹۸

### **(Ru) Комплект артериального катетера**

Данный комплект включает в себя следующее:

- 1 катетер из рентгеноконтрастного полимера размером 20 длиной 8 см,
- 1 проводник с двумя прямыми концами длиной 35 см и диаметром 0,53 мм,
- 1 медицинская игла размером 20 длиной 4 см.

#### **Предостережения:**

- Этот продукт одноразовый.
- Данный продукт не подлежит повторной стерилизации.
- Этот продукт стерилизован газом -бразным этиленоксидом.
- Хранить в защищенном от влаги и света месте.
- При производстве этого продукта не использован латекс.
- При обнаружении любых разрывов в упаковке не использовать комплект.
- При обнаружении любых видимых наружных повреждений не использовать продукт.
- Данный продукт можно использовать только с разрешения врача.

#### **Компания по производству современных медицинских инструментов «САБАЙ-Е-ХАСТИ»**

■ ИРАН Фарс область,  
Шираз, городок Ариян, улица  
Ариян, ул. Фанавари,  
научно-технологический парк Фарс,  
зал А3, телефакс: + 98 (71)36236822

### **(Tr) Arteriyel kateter seti**

Bu koleksiyon şunları içerir:

- Radyo opak formda 8 cm uzunluğunda 1 boy 20 kateter
- 35 cm uzunluğunda ve 0,53 mm çapında iki düz uçlu 1 kılavuz tel
- 4 cm uzunluğunda 1 numara 20 iğne

#### **Uyarılar:**

- Bu ürün tek kullanımlık
- Bu ürün yeniden sterilize edilemez
- Bu ürün etilen oksit gazı ile sterilize edilmiştir.
- Nem ve ışıktan uzak tutun.
- Bu ürünün üretiminde lateks kullanılmamaktadır.
- Pakette herhangi bir yırtık görürseniz kullanmayınız.
- Görünür bir hasar görürseniz ürünü kullanmayın
- Bu cihaz sadece doktor görüşü ile kullanılabilir

#### **Saba Hasti Modern Tıbbi Cihaz Şirketi**

■ Fars, Şiraz, Arian kasabası, Arian St.,  
Technik Caddesi, Fars Bilim ve Teknoloji  
Parkı, Sole A3  
Telefaks: +98 (71) 36236822

## **CELINE**

SABAY-E-HASTI  
MODERN MEDICAL  
EQUIPMENT  
Reg. No. 52288 Ltd.



## **سليين**

مدون ابزار پزشکی  
صنای هستی  
شماره ثبت: ۵۲۲۸۸

- تم تعقيم هذا المنتج بغاز أوكسيد الإيثيلين.
- يحفظ بعيدا عن الرطوبة والضوء.
- لم يتم استخدام اللاتكس في تصنيع هذا المنتج.
- إذا شاهدت أي تمرق في العبوة، فلا تستخدمه.
- إذا شاهدت أي تلف واضح في المنتج، فلا تستخدمه.
- لا يمكن استخدام هذا الجهاز إلا بعد استشارة الطبيب.

#### **شركة مبای هستی للأدوات الطبية الجديدة**

■ محافظة فارس، مدينة شیراز، حي آرين، شارع آرين،  
شارع فن آوري، حديقة العلم والتقنية، الصومعة A3

الفاكس: +98 (71) 36236822

#### **(Ar) مجموعة قسطرة الشرايين**

تتضمن هذه المجموعة ما يلي:

- قسطرة مقاس ٢٠ بطول ٨ سم بشكل معتم إشعاعي.
- سلك توجيه بطرفين مستقيمين بطول ٣٥ سم و قطر ٠/٥٣ ملم
- إبرة في مقاس ٢٠ بطول ٤ سم

إذئار:

- هذا المنتج ذات استخدام لمرة واحدة.
- لا يمكن إعادة تعقيم هذا المنتج.